

「STD マイコプラズマ同定」容器変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、STDマイコプラズマ同定に用いられるぬぐい液の検体採取容器が販売中止となる旨の連絡が検査委託先よりございました。これに伴い、当該容器を下記の通り変更させていただきます。



急なご案内で誠に恐縮ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/対象容器

- [8536] STD マイコプラズマ同定 〈生殖器〉
- [8542] STD マイコプラズマ同定 〈咽頭〉

新		旧	
			
添加剤	—	添加剤	—
保管方法	室温	保管方法	室温
有効期間	外袋表示	有効期間	1.5 年

旧容器ではキャップに綿棒が組み込まれていましたが、新容器ではキャップと綿棒が別々になっています。
新容器でご提出される場合は、下図のように綿棒の軸を折り、容器の中に入れ、キャップをしてご提出下さい。



■変更期日

旧容器の在庫が無くなり次第順次

以上