

## 「クラミジア・淋菌(TaqManPCR)用容器」 変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記の検体採取容器につきましては販売中止に伴い、同一メーカーが販売する改良品に変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。



誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■対象容器

- 容器番号 85: クラミジア・淋菌(TaqManPCR)用容器(ぬぐい液用)
- 容器番号 86: クラミジア・淋菌(TaqManPCR)用容器(尿・うがい液用)

容器番号 85(ぬぐい液用)		容器番号 86(尿・うがい液用)	
 <p>◀ スwab (2本付) 子宮頸部の粘液除去用 ドライスワブ(右) 子宮頸管検体の採取用 フロックスワブ(左)</p>		 <p>この間に収まる様に検体を 添加して下さい。</p> <p>初尿・うがい液の採取には 滅菌済みスポイトをご使用 下さい。</p>	
添 加 剤	塩酸グアニジン	添 加 剤	塩酸グアニジン
保 存 方 法	室温	保 存 方 法	室温
有 効 期 間	容器表示	有 効 期 間	容器表示
変 更 箇 所	チューブの径が 1mm 程度細くなるため、内容液の液面の高さが高くなります。ぬぐい液用はスワブが 3 本入りから 2 本入りに変更されます。		

#### ■変更期日

- 本案内以降、順次切替させていただきます。

以上